

OPIS PREDMETA NABAVE

SPECIFIKACIJA

Red. broj	Naziv predmeta nabave	Jed. mjere	Godišnja količina	Potvrda tehničkog opisa (DA/NE)	Potvrda tehničkih karakteristika (br. stranice iz kataloga, izvoda iz kataloga ili prospekta)	Proizvođač - zemlja porijekla, zaštićeno ime i kataloški broj	Jedinična cijena u kunama bez PDV-a	Ukupan iznos u kunama FCO KB Dubrava bez PDV-a
	Otopina za pranje i kemijsku dezinfekciju uređaja WD 290.							
1.	<p>Lužnato sredstvo za pranje, sadrži surfaktant i enzime kojima se razgrađuju biološki ostaci na kirurškim instrumentima Namijenjen pranju kirurških instrumenata, instrumenata za mikrokirurgiju, fleksibilnih i rigidnih endoskopa, opreme za anesteziju i kontejnera Lužnato sredstvo za pranje, sadrži surfaktant i enzime kojima se razgrađuju biološki ostaci na kirurškim instrumentima, bez fosfata i silikata Sukladan uredbi za medicinske proizvode 2017/745– dokazuje se Izjavom o sukladnosti proizvođača Proizvod testiran od strane proizvođača perilice-dezinfektora WD 290 tvrtke Belimed ili jednokovrijdno - dokazuje se izjavom proizvođača Perilice WD290 pakiranje 25 litara kanister</p>	litra	625					
2.	<p>Dezinficijens na bazi glutaraldehida za strojno pranje i dezinfekciju termolabilnih instrumenata i druge termolabilne opreme, dezinficijens Aktivna tvar glutaraldehyd Dokazano djelovanje na temperaturi od 55 °C i to: baktericidno (svi vegetativni oblici bakterija uključujući rezistentne sojeve kao MRSA VRE i ESBL), dokazano na E.faecium sukladno normi EN ISO 13727 i EN ISO 14561 fungicidno , dokazano na A. Brasiliensis sukladno normi EN ISO 13624 i EN ISO 14562 levurocidno, na mikobakterije, dokazano na M. terrae sukladno normi EN ISO 14348 i EN ISO 14563 virucidno (uključujući HBV, HCV, papilomaviruse, parvoviruse) sukladno normi EN ISO 14476 Sukladan direktivi za medicinske proizvode 93/42/EEC – dokazuje se Izjavom o sukladnosti proizvođača, i EC Potvrdom o sukladnosti Proizvod testiran od strane proizvođača perilice-dezinfektora WD 290 tvrtke Belimed ili jednokovrijdno i prikladan za korištenje na istima – dokazuje se izjavom proizvođača perilica – trvtke Belimed pakiranje 10 litara karnister</p>	litra	700					

3.	Sredstvo za strojnu neutralizaciju Za primjenu na strojevima za pranje i dezinfekciju medicinske opreme, nakon alkalnih sredstava za pranje i/ili dezinfekciju Za prevenciju mrlja na staklenoj opremi i kirurškim instrumentima Aktivna komponenta limunska kiselina pH vrijednost otopine pri 20°C min 3 maks 3,5 Sukladan uredbi za medicinske proizvode 2017/745 – dokazuje se Izjavom o sukladnosti proizvođača Proizvod testiran od strane proizvođača perilice-dezinfektora WD 290 tvrtke Belimed ili jednokovrijedno i prikladan za korištenje na istima – dokazuje se izjavom proizvođača perilica – trvtke Belimed pakiranje 10 litara kanister	litra	200						
							<i>Ukupan iznos u kunama bez PDV-a:</i>		<i>Iznos PDV-a:</i>
							<i>Sveukupan iznos u kunama s PDV-om:</i>		

M.P.

(Potpis odgovorne osobe)